

Solidité et vitesse de coupe

Cette fraise coupe très vite, à la verticale et à l'horizontale.

Les fraises *Talon* constituent l'aboutissement de l'attention à la fois dans le domaine de la fabrication et de la science. Elles se distinguent par leur solidité et leur vitesse de coupe. Leur performance a été démontrée sur divers matériaux dentaires : l'os, la porcelaine, le métal, les matériaux semi-précieux et les métaux communs. Toutes les fraises *Talon* offrent un niveau d'efficacité et de prévisibilité très satisfaisant.

DÉPOSE DE COURONNES

La qualité de conception, de fabrication et du matériau de cette fraise rend possible la réalisation de nombreuses procédures. Elle permet ainsi la dépose de couronnes et de prothèses partielles fixes, les trous d'accès endodontiques dans la PFM, le retrait d'amalgames et de composites, et la préparation pour la réparation de caries. Le nombre des applications de cet instrument le rend particulièrement indispensable dans l'exercice quotidien.

UTILISER UNE PRESSION TRÈS LÉGÈRE

La fraise coupe très vite, il faut donc utiliser une pression très légère et lui laisser faire le travail. Elle coupe à la verticale et à l'horizontale, mais un angle d'attaque de 30 degrés optimise l'efficacité de la coupe. Si elle peut être employée sur un grand nombre de matériaux, elle ne coupe cependant pas la zircone. ☺



Tri Hawk

3w : trihawk.com

Le témoignage du docteur Richard Grosman (75)



ELLE EST TRÈS SÉCURISANTE

JJe suis très satisfait de cette fraise qui offre une coupe très précise de tous les métaux. Elle est très sécurisante. Mon exercice est très axé sur la prothèse qui représente 75 % de mon activité. Aussi je l'utilise beaucoup dans ma pratique. Je l'emploie notamment pour couper les couronnes afin de les retirer. Je n'ai pas de remarques à apporter concernant son amélioration, car j'en suis tout à fait satisfait.

Le témoignage du docteur Julien Bijaoui (60)

UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DU PLATEAU DE L'OMNIPRATICIEN

J'utilise ce produit depuis 2010. Je l'ai choisi après avoir assisté à une démonstration à l'ADF où le démonstrateur découpait des pièces de 5 centimes avec une fraise transmétal aussi facilement que s'il coupait du beurre... Je l'utilise pour couper des couronnes, des bridges et des inlay-cores. Je vois deux avantages principaux à ces fraises : elles sont jetables et calibrées pour les contre-angles. Je ne changerai rien à ce produit. C'est un élément essentiel du plateau de l'omnipraticien. Il n'est pas possible de travailler correctement sans.

Le témoignage du docteur Éric Guez (75)

UNE COUPE FRANCHE, SANS CHAUFFER

C'est une fraise jetable, à usage unique. Elle permet de couper des armatures, ce qui est impossible avec les autres fraises car on n'obtient pas les mêmes résultats. Elle permet de couper facilement et d'intervenir sur des moignons implantaires. Elle offre une coupe franche, sans chauffer, ce qui est un avantage pour le patient et un gain de temps pour le praticien. Elle me convient tout à fait car elle permet une coupe aisée, cependant, si cela était possible, j'aimerais qu'elle soit un peu plus résistante.



**Il faut utiliser
une pression très
légère et lui laisser
faire le travail.**