



# indispensables | innovants


# Ils vont changer votre quotidien !

## SOULAGER VOS BRAS... ET VOS TURBINES !

Les fraises de Tri Hawk sont faites de poussière de diamant sélectionnée et appliquée sur de l'acier inoxydable trempé, tourné et meulé de manière à assurer une grande précision et un minimum de vibrations. Ce procédé assure des surfaces dentaires lisses et uniformes. Chaque millimètre de l'outil est vérifié à l'échelle microscopique. Les fraises sont façonnées suivant une méthode de placage : du nitrure de bore hexagonal réparti uniformément la poussière de diamant et la couche de liaison sur l'instrument, cela produit une aire abrasive homo-

gène. Cette technique innovante a également l'avantage de minimiser la pression exercée sur la turbine, ce qui épargne tant la pièce à main, que le clinicien qui la manipule.

\*La société recommande que ces instruments soient jetés après usage afin de maximiser le rendement de coupe, la sécurité du personnel et des patients, de même que la productivité et la rentabilité des activités.



**TRI HAWK**  
00 352 20 99 23 28  
europesales@trihawk.com - trihawk.com

## UN COFFRET ADAPTÉ À VOS BESOINS



Le ciment endodontique MTA Angelus de DentalDCP couvre aussi bien l'obturation des perforations radiculaires et des résorptions internes et externes, l'obturation a retro (en chirurgie para-endo) que l'apexification, l'apexogénèse et le coiffage pulpaire dans les traitements conservateurs de la pulpe. Le produit est proposé en différents conditionnements de 2 à 35 applications. Chaque coffret comprend un mode d'emploi et de l'eau distillée stérile pour la préparation.

## CARACTÉRISTIQUES

- Un temps de prise très court (15 minutes).
- Un coût par application à partir de 8,50 €.

**DENTALDCP**  
0 811 46 55 86  
dentaldcp.com

## DIX ANS D'EXPÉRIENCE... JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Flexitime d'Heraeus fête ses dix années d'existence sur le terrain des silicones à réaction d'addition. Peut-être est-ce du à son temps de manipulation variable (à la convenance du praticien) et à son temps de prise invariablement rapide en bouche ? Correspondant parfaitement au travail pour des empreintes globales ou sectorielles en mordu, il s'adapte à chaque situation. La gamme des viscosités proposées, sans l'entreposage et l'usage de nombreux produits, est également un atout majeur. Un site interactif est ouvert pour célébrer cet anniversaire sur heraeus-flexitime.com. Outre une présentation de la gamme, le praticien y trouvera des conseils prodi-

gués grâce à un astucieux guide interactif, ainsi que des documents à télécharger. Chaque mois, en répondant en ligne correctement à trois questions techniques, chaque participant pourra remporter l'un des lots mis en jeu. À vous de jouer !


## LES PLUS

- Un temps de manipulation modulable au gré du praticien.
- Un choix complet de conditionnements pour s'adapter à chacun.
- Des empreintes fidèles et précises.

**HERAEUS**  
01 69 18 48 85  
dentaire@heraeus.com



## VOTRE CONFORT... TOTALEMENT RÉVISÉ



Xstyle de Prodont est une gamme offrant confort et précision grâce à un manche creux de... dix millimètres de diamètre ! Une bonne préhension est garantie de part sa forme ergonomique. Oubliez également le scintillement gênant du scintillatoire sur les instruments : la finition satinée assure une bonne visibilité en tout circonstance. Enfin, la surface du manche facilite grandement son nettoyage.

**PRODONT**  
04 93 24 20 82  
info@prodont-holliger.fr - prodont-holliger.com